

CONTOUR MAX

REVOLUTIONNAIRE CRYOLIPOLYSE 360°

Une méthode **COOL**
pour dire au revoir
à la graisse tenace

- ✓ Approche de refroidissement 4D
- ✓ 60% en plus de tissus traités
- ✓ Diminue le temps de travail par deux : 35 minutes
- ✓ Jusqu'à 40% de graisse en moins par traitement



CONTOUR MAX c'est quoi :

Freeze contour max est un système de refroidissement 4D qui transfère et délivre rapidement l'énergie de refroidissement vers la zone ciblée, grâce à son applicateur à refroidissement élevé. Cette procédure non invasive de réduction de la graisse par cryolipolyse rend les cellules grasses sous un processus d'«apoptose».

L'appareil développe cette technologie intelligente qui permet à sa température de refroidissement de rester stable, d'améliorer les résultats et de diminuer le temps de traitement, les graisses libérées seront éliminées de notre corps par le biais du métabolisme naturel humain.



MECANISME D'ACTION



CONTOUR MAX pourquoi est-il unique :

Les applicateurs sont très performants

*l'applicateur breveté du **CONTOUR max** est conçu avec un matériau en aluminium fortement conducteur, au lieu d'une double plaque de refroidissement, l'énergie de refroidissement maximum peut couvrir toute la zone traitée de façon homogène

*l'applicateur de refroidissement est innovant et multidimensionnel, il maintient des températures de refroidissement plus stables tout en améliorant les résultats du traitement et en réduisant le temps d'application. Il permet d'atteindre plus rapidement la température cible pour l'apoptose des adipocytes (mort de cellules), ce qui signifie que l'on peut diminuer considérablement le temps de traitement.

Double système de contrôle température

*Le système de contrôle général assure une température précise sur la machine.

*Le système de contrôle de température terminal fournit une énergie de refroidissement sûre au tissu en fonction de la température en temps réel sur la peau traitée

*les deux systèmes se complètent parfaitement, maximisant la sécurité et le traitement de crylolipolyse à haut rendement

CONTROL MAX

Aire de refroidissement efficace à 100%:
Refroidissement dans l'applicateur tout entier





Image IR après traitement
avec le Contour max



CRYO TRADITIONNEL

Aire de refroidissement efficace à 40%:
Refroidissement par 2 pads à l'intérieur de l'applicateur





Image IR après traitement
avec un appareil de cryo
traditionnel



CONTOUR MAX pourquoi le choisir :

Rentabilité maximale

*100% de refroidissement de la zone au lieu de 40% de refroidissement sur les cryos classiques.

*jusqu'à 4 applicateurs travaillant simultanément ce qui permet une flexibilité maximale.

*Remodelage complet du corps par diverses formes et tailles d'applicateurs.

Sécurité maximale

*Sécurité maximale: écart de température précis à 0,1 ° c

*Système thermique et de refroidissement unique qui réduit au minimum le risque de gelure.

*Température de cryolipolyse précise unifiée sur l'affichage de l'applicateur et de la machine.

*Le système de contrôle à double température permet des performances de refroidissement unifiées et précises

Résultats maximaux

*Le système de refroidissement assure d'excellentes performances

*Le tissu adipeux est détruit au maximum.

*25% - 30% de réduction des graisses permanentes en un traitement.

*L'applicateur fournit une énergie de refroidissement égale aux tissus traités plus rapidement.



. Idéal pour les flancs et la partie inférieure de l'abdomen

. Le design incurvé de l'applicateur s'adapte parfaitement aux zones courbes ou étroites




. Meilleures performances sur le contour de l'abdomen

.Très facile d'application



.Idéal pour une grande quantité de graisse

.Convient pour l'abdomen inférieur et les cuisses extérieures



Idéal pour des zones verticales et longues

. Convient pour les bras et l'intérieur des cuisses



AVANTAGES COMMERCIAUX

- *Rapide retour sur investissement (environ 2 mois)
- *Faible coût de fonctionnement
- *Fidélisation des patients
- *Plusieurs opportunités de ventes croisées

AVANTAGES CLINIQUES

- *Thérapie efficace et sûre
- *Bien toléré et confortable pour le patient
- *Temps d'arrêt minimal garanti
- *Moins de temps de traitement, double effet
- *Non invasif et sans douleur
- *Réduction des graisses permanentes
- *Fonctionnement silencieux

Epaisseur minimale du tissu adipeux	10 mm
Traitement par zones	1 à 4 zones de traitement en une séance (max :4)
Zones de traitement recommandées	abdomen, poignées d'amour, cuisses intérieures et extérieures, genoux intérieurs et extérieurs, flancs et fesses
Niveau de vide	valeur prédéfinie en fonction
Temps de traitement	30 à 40 minutes par zone et séance
Température de traitement	-10°C / 45° C
Nombre total de traitements	1 à 3 séances pour une même zone
plusieurs opportunités de ventes croisées	plusieurs opportunités de ventes croisées

